

中国区总代理
 炜测环境科技(上海)有限公司
 联系人: 曹燕华女士
 联系方式: 13817507953

测试包使用指南

Deposit & Surface Analysis Test Kit **DSA测试包**
 产品编号: DSA-25/DSA-100

介绍

LuminUltra致力于给需要获得任何生化工艺中微生物特性的用户提供高质量快速和可靠试剂套件,您可以通过访问公司的网站www.luminultra.com来了解我们为您提供的多种解决方案。

传统的微生物检测技术只能检测到部分的微生物而且需要几天才能得到结果,而LuminUltra的第二代ATP(三磷酸腺苷)测试包能够检测到所有的微生物并在几分钟内就能得到正确可靠的结果!

在本指南中,您会了解到:

- 第二代ATP测试包可能应用的领域;
- 第二代ATP检测技术的工作原理;
- 如何使用及妥善储存测试包;
- 如何进行检测分析的步骤;
- 如何计算和解释结果;
- 如何联系我们.



DSA Test Kit (DSA-25C)

选择正确的测试包

LuminUltra提供六种核心测试包产品,均通过ATP来测量微生物的总浓度,每种测试包都设计针对特定的应用条件:

- **QuenchGone21 Wastewater (QG21W™):**
适用于测量污水和生物工艺的水样,样品包括进水、生物反应器或者是出水的水样。同时,该测试包还可以定量的测量跟污泥膨胀相关和处于附着态下生长的微生物的活性。
- **QuenchGone™ Aqueous(QGA™):**
适用于低固形物含量(TSS)的水样,如饮用水、冷却水和工艺水,其中游离油和/或盐度(TDS)需要低于10%。
- **QuenchGone Organic Modified(QGO-M™):**
适用于低固形物含量(TSS)并含有有机物成分的样品,如燃料、底水、金属加工液、润滑剂、含油卤水和油田水,其中含游离油和/或盐度(TDS)高于10%。
• QGOM-XLPD适用于难过滤的样品,如高聚合物
• dQGO-M™也可用于大细胞和小细胞的分离测定
- **Deposit & Surface Analysis (DSA™):**
用于测量附着的微生物生长,如生物膜,腐蚀产物,泥和带有微生物活性的过滤介质。
- **QuenchGone21 Industrial (QG21I™):**
适用于高固形物(TSS)含量的工艺流体,包括纸处理工艺和其他洗涤水。
- **QuenchGone21 Specialty (QG21S™):**
适用于化学产品测试,如浆料、粘合剂、油漆和其他涂料。

测试包的应用场合

Deposit & Surface Analysis (DSA)测试包为测物体表面的微生物而设计, 包括: 微生物沉积表面, 生物膜收集装置, (如: 腐蚀挂片)。单独使用此测试就能够让您快速测量任何物体表面或沉积样品的微生物活性, 且检测范围广。使用DSA测试包可以检测以下水样中的微生物活性:

- ✓ 工艺表面
- ✓ 生物膜收集装置
- ✓ 固体沉积物
- ✓ 生物滤池填料

… 还有更多!

测试包如何工作?

DSA测试包是基于检测样品内ATP (三磷酸腺苷) 浓度的技术, 而ATP是一种直接跟活性微生物相关且不受干扰的指标。ATP浓度是用萤火虫荧光素酶法测定的, 当一个待测样品中含有ATP时, 再添加含有荧光素酶 (在萤火虫尾部自然生成的化学物质) 的溶液时就会发光, 此时使用亮度计就可以测量产生的光的亮度, 用相对光单位RLU表示



DSA测试是一个基于稀释的耗时约10分钟的分析方法, 所测量的参数是总ATP(tATP™)。在分析物体表面或沉积物时, tATP值体现的是固定在工艺设备表面的生物量, 一次可以表征潜在的微生物腐蚀。

还需要什么?

LuminUltra的测试包中包含了进行其包装数量次数的测试所需的所有耗材(使用的次数由产品代码的最后2位或3位数定义)。为了使用我们的测试包, 您首先需要的设备是一台光度计。为了达到最佳的检测效果, 我们推荐LuminUltra公司提供的PhotonMaster™光度计和其蓝牙模块组合(产品代码: EQP-PBM-PAC), 其中包括一个便携式防摔手提箱、3把不同规格的定量移液枪、PhotonMaster光度计, PhotonMaster的移动设备蓝牙连接

模块和多个试管架。



PhotonMaster & PBM 设备套装图(EQP-PBM-PAC)



我们也同时向您推荐使用LuminUltra Cloud™平台, 这是一个功能强大的移动平台, 允许您通过智能手机、平板电脑或个人计算机轻松地计算、存储和分析数据。

通过平台强大的数据分析、协作和报告功能, 方便操作员与同事或者与企业的管理者之间共享数据, 随时随地的了解工艺状态。

有关如何获取LuminUltra Cloud, 请访问网址:
www.luminultra.com

LuminUltra重视每一个客户的需求, 我们可以为您提供现场指导和培训服务, 或者网络培训, 以及一对一的咨询, 以便让您更早的使用ATP数据管理您的工艺。

试剂套件的组成和储存方式

当您收到测试包时, 请参考下面的存储指南。请注意, 下表中列出的试剂条目和数量取决于您购买的测试包的种类和大小。在没有特别的标示下, 所有产品都应避免冷冻保存, 同时也避免使用过期的测试包。

种类	保存温度	保存时间
Luminase™ Enzyme & Buffer Vials*	4-25°C	24个月**
Luminase™ 酶和缓冲液 (LuW-3mL-FD)		
Luciferase Enzyme Reagent, 3mL		

UltraCheck™ TM 1 Dropper Bottle*** UltraCheck™ TM 1 ATP标准溶液滴瓶 (UC1-2.5mL) <i>1ng ATP/mL Standard, 2.5mL</i>	4-25°C	24个月
UltraLyse™ TM 7 (Extraction) Tube, 5mL UltraLyse™ TM 7, 萃取液 (UL7-5mL-25R) <i>ATP Extraction Reagent, 5mL</i>	4-25°C	24个月
UltraLute™ TM (Dilution) Tube, 9mL UltraLute™ TM (稀释)管 (ULuR-9mL-25R) <i>ATP Dilution Reagent, 9mL</i>	4-25°C	24个月
LumiSolve™ TM Bottle LumiSolve™ TM 表面擦拭取样溶液, 30mL (LS-30mL) <i>Surface Swabbing Reagent, 30mL</i>	4-25°C	24个月
Sterile Swabs, 25/pk 灭菌棉签, 25/包 (DIS-SWAB-25)	-	-
100 to 1250µL 蓝色移液枪枪头, 96个/盒 (DIS-PT1-96R)	-	-
1 to 200µL 黄色移液枪枪头, 96个/盒 (DIS-PT01-96R)	-	-
12x55 mm 试管, 50个/包 (DIS-CT1255-50)	-	-

*请注意: DSA试剂包中提供的Luminase与其它形式的Luminase不能相互替换(例如Luminase Lite, Luminase^W, and Luminase^{X1}).

**Luminase包装在测试包里一组玻璃小瓶内, 每次使用时取出一瓶冻干粉和一瓶缓冲液。上表中所述保质期是基于冻干形式下的; 冷藏保存可获得最长的保质期。当酶被活化后, 可以在冷藏条件下保存3个月, 或者是冷冻情况下保存6个月。

***所有测试包中都含有足够量的UltraCheck 1 和Luminase, 提供的试剂量足够您在每完成2个测试后就重复进行第一步标准化(步骤1)所需要的用量。

注意事项


- 如果您是第一次使用第二代ATP测试, 在操作开始之前, 请访问 www.luminultra.com 获得视频演示、使用指南、验证指南以及其他产品文档等信息。
- 大多数微生物样品的特性会在采集后立即发生变化, 如果样品不能在采集后2小时内进行测试, 请冷藏储存(2-8°C)并在24小时内进行测试。在测试前, 请确保样品恢复到环境温度。为获得可靠的数据, 请使用同样品进行ATP分析和其他参数的分析。
- 使用后的试剂可以作为普通垃圾处理, 咨询

LuminUltra获得产品的MSDS信息。

- 测试包中的所有耗材, 包括移液枪枪头和试管, 均为一次性使用。因为微生物可存在于人的皮肤上, 所以在操作时请不要触摸吸管的尖端。确保所有枪头和试管在使用前内外都是干净的。不要在试管上做标记, 因为这可能会影响光度计的结果。
- 请注意, PhotonMaster & PBM设备中携带的固定量的移液枪不能被重新校准, 应该每年更换一次。
- 请避免同一个样品多次读数, ATP在反应过程中的发光度基本稳定, 在样品混合后的15-30秒内达到最大值, 此后光度值会有所下降。
- 如果测试样品时获得很低的RLU值(即 $RLU_{ATP} \leq 50$), 建议考虑环境噪音的影响。在测量环境噪音的时候的操作仍然是遵循标准的操作过程, 只是在试管中不添加任何含有ATP成分的样品(只有酶液), 记录设备的显示值为 RLU_{bg} 。使用PhotonMaster的典型 RLU_{bg} 值是 ≤ 10 。如果连续观察到高的 RLU_{bg} , 请先确保设备避开强光或者阳光直射的区域, 再重复检测。每次测得的 RLU_{bg} 值可以用于多次后续ATP分析, 类似于每次在校准时获得的UltraCheck1RLU(RLU_{ATP1})值一样。

如何使用发光酶?

Luminase是冷冻干燥法制备的, 冻干法可以最大限度地提高酶使用前的稳定性。在使用本产品之前, 必须先将冻干颗粒与液体缓冲液混合静置至少5分钟, 在打开瓶盖时应注意避免污染。



- 水化后的Luminase可以储存在冰箱中长达3个月(或冷冻保存6个月)。在使用Luminase前要使其恢复到环境温度, 因为反应动力学系数会随温度的变化而变化, 一般放置1小时后即可视为恢复到室温。
- 不要将水化后Luminase在超过30度的环境中放置超过

1-2小时。

- 一般的操作习惯是在使用前再对Luminase进行水化。
换句话说，不要提前太多时间水化酶。
- 不要试图将冻干的Luminase酶和提供的缓冲液取出瓶外来分几次水化使用。
- 在测试过程中如需使用一瓶新的Luminase，应确保重新进行校正。或者也可以将多瓶Luminase混合到一瓶中，一次性做完所有的测试。


实验操作步骤

步骤1：标定

ATP的校准过程(ATP1)是使用已知浓度的ATP标准溶液测定光度计的RLU值，该操作可以每天完成一次，或者在每分析一组数据之前完成，确保所有试剂(特别是水化后的Luminase)在使用前达到环境温度。

标定程序：

将UltraCheck1滴瓶垂直倒置，添加**2滴**(100 μ L)到一个新的12x55毫米试管中(测试管)，用一个新的枪头取300 μ L的Luminase加入试管中，轻轻摇晃5次，然后将立即将试管插入光度计中进行测量，记录RLU_{ATP1}。



注：在使用PhotonMaster执行标定时，如果RLU_{ATP1} ≤ 5000，请重新水化一瓶发光酶来保证酶试剂处于最大的灵敏度。

注：对于同一瓶发光酶，RLU_{ATP1}会随着水化后放置的时间增加的而下降，这是由于荧光素酶活性下降所致。当酶的活性发生明显下降时，请遵守上述准则确保分析时的检测限度。

步骤2 - 样品准备


DSA测试包提供三种样品的取样和准备方法：

- 表面拭子采样 - 用表面拭子擦拭特定面积的表面用来收集表面上的微生物，然后拭子上的微生物的ATP会被提取出来用作分析。
- 沉积物测试 - 收集一个特定质量或体积的沉积物，然后从沉积物中提取ATP用作分析。
- 分析生物膜收集器 - 一个用于收集生物膜的装置(如：腐蚀挂片)被直接浸泡入UltraLys 7中进行ATP的提取。

选择A、B、C中的任意一个方式，然后进入步骤3 (tATP分析)。总的来说，选项B是最推荐的因为选项B是最定量的分析方法。

选项A - 表面拭子采样


取一个未使用过的灭菌棉签拭子，放入LumiSolve中蘸湿。用棉签擦拭约5x5厘米的表面区域。然后把棉签插入一个5mL UltraLyse™ 7 (萃取)管中，盖好盖，摇晃试管。



注：为增加分析的灵敏度，可以选择擦拭更大的表面积。

选项B - 沉积物测试

取沉积物样品并称重1g用作实验分析。把称重好的样品加入5mL UltraLyse™ 7 (萃取)管中，盖好盖并反复摇晃试管让试管内的溶液和沉积物充分接触。




注：为增加分析的灵敏度，可以使用更大质量的沉积物。

注: 也可以使用沉积物的体积为单位来进行取样分析, 如取样1mL的沉积物。

选项C - 分析生物膜收集器

取一片生物膜收集器并轻柔的将收集器上残留的液体甩掉, 注意收集器表面携带有生物膜的区域面积。将收集器放置于5mL UltraLyse 7 (萃取) 管中, 盖好盖并反复摇晃试管让试管内的溶液和收集器上的生物膜充分接触。



注: 当生物膜收集器上的残留液体被去除后, 请尽快进行测试。如不能及时测试, 请将收集器保存在同样环境的液体中直到测试之前。

注: 如果生物膜收集器体积太大不能塞入UltraLyse 7的试管中, 请使用一个大的容器取代试管, 保证收集器能够完全浸泡在UltraLyse 7的溶液里。


注: 当收集器被浸泡在UltraLyse 7的溶液里的时候, 收集器上附着的微生物和其他组分将会被摧毁。因此, 您需要准备多个样品来进行不同的分析。如果您只有一个样品, 请先做其他分析, 最后再做ATP分析。

步骤3 - DSA tATP™分析

DSA总ATP(tATP)分析测量的是样品中活细胞和死细胞的ATP的总和。

3.1 - 静置反应

请让样品在UltraLyse 7 (萃取) 管中静置至少5分钟再进行下一步3.2。




注: 在进行这一步时, 样品可以保存在试管内。在2-8°C 的温度

下样品保存可长达一周, 然后再进行3.2和3.3的操作。

注: 在分析生物膜收集器样品时, 请将试管放置在一个能最大程度让收集器浸泡在UltraLyse 7的位置。

3.2 - 稀释

用移液枪将1mL的溶液从UltraLyse 7 (萃取) 管转移到9mL UltraLute™ (稀释)管, 然后盖好上下倒置混合三次。




注: 在操作这一步骤时, 被稀释的样品可以在室温中保存不超过4小时。

注: 如果在这一步操作中, 在稀释管中观察到明显的悬浮物, 请让悬浮物和溶液分离, 在进行下一步的操作时, 尽可能的取上清液或无悬浮物的溶液。

3.3 - 分析

取一只新的移液枪头, 从UltraLute™ (稀释)管取100µL的溶液加入一个新的12x55mm的试管内, 再另取一个新的移液枪头将100µL的Luminase加入到该试管内, 轻轻摇晃5次, 立即放入光度计中进行测量并记录RLU_{tATP}值。



注: 如果PhotonMaster上显示的RLU_{tATP} ≤ 10, 则已经低于设备的最低测量限值, 请在计算式中将tATP (ng ATP/mL) 记为0。

注: 如果PhotonMaster上显示的RLU_{tATP} ≤ 50, 则建议进行RLU_{bg}的测量, 并在测量结果中减去RLU_{bg}。

小提示: 如果设备显示“Scale Over” (浓度过高), 请重复2.1步骤并使用100µL水样, 并按提示修改计算公式中的稀释系数。

3.4 计算

在完成DSA测试操作之后，必须使用以下的公式将RLU值转换为ATP浓度。为简化计算过程，您可以选择使用LuminUltra云服务。通过计算来确定工艺状态的指示参数。

总ATP(tATP) - 样品中的所有ATP，包括来自活细胞的ATP，以及从死细胞中释放出来的ATP。根据您的测试方法来选择下面的公式。

A. 表面拭子采样 (默认取样面积: 25cm²)

$$tATP(pg\ ATP/mL) = \frac{RLU_{tATP}}{RLU_{ATP1}} \times \frac{50000(pg\ ATP)}{A_{sample}\ (cm^2)}$$

B. 沉积物测试 (默认样品质量: 1g)

$$tATP(pg\ ATP/mL) = \frac{RLU_{tATP}}{RLU_{ATP1}} \times \frac{50000(pg\ ATP)}{m_{sample}\ (g)}$$

C. 生物膜收集器

$$tATP(pg\ ATP/mL) = \frac{RLU_{tATP}}{RLU_{ATP1}} \times \frac{50000(pg\ ATP)}{A_{collector}\ (cm^2)}$$

注：如需要从RLU_{tATP}值中修正背景光度，请在将数值套入公式前减掉背景光度RLU_{bg}。

注：如果您记录了生物膜收集器方式的时间，您也可以用上结果除以天数来获得生物膜生长的速度。

为了提高结果的准确性，我们建议您对比一下表面或沉积样品和流体中的微生物浓度。在工艺控制的较好的情况下，生物膜/流体中的比例为小于10倍，需要采取防范措施的时候的比例通常为100倍或者更大。

为了与传统培养试验结果进行对比，可将tATP的结果转换为微生物当量(ME)。这个转换基于：一个大肠杆菌大小的细菌含有0.001 pg(1 fg)的ATP。

A. 表面拭子采样

$$tATP(ME/cm^2) = tATP(pg\ ATP/cm^2) \times \frac{1\ ME}{0.001pg\ ATP}$$

B. 沉积物测试

$$tATP(ME/g) = tATP(pg\ ATP/g) \times \frac{1\ ME}{0.001pg\ ATP}$$

C. 生物膜收集器

$$tATP(ME/cm^2) = tATP(pg\ ATP/cm^2) \times \frac{1\ ME}{0.001pg\ ATP}$$

注:更多的关于每个细胞中的ATP含量的讨论，可以访问网站 www.luminultra.com。

为了和传统的基于培养皿的方法保持数据格式一致，有时会使用科学计数法ME/mL来标识cATP结果（比如 ## x 10[#]），或是使用Log10。

测试结果解读指导

计算出tATP数值后，就可以利用这些结果对微生物管理进行评估了。基于ATP的微生物检测对于当前的数量和变化非常敏感。通常来说，如果微生物tATP的值能够最小化，就说明工艺流程的微生物控制也是最好的。为简化解读过程，您可以选择使用LuminUltra云服务。

QGA测试包可用于审查不同工艺环境或工艺步骤下的微生物的数量的差异，从而快速发现在某个工艺流程中的需要关注或者需要解决的“问题点”。

对于工艺控制，日常的ATP监测帮助您获得在不同的工艺清洁和处理效果情况下，总微生物浓度基于时间的变化趋势。

在使用ATP测试时，重要的是要记住每个工艺都是不同的。在审查过程中，点对点的相对比较是较为可取的评估方式。那么对于日常工艺监测目的，重要的是要建立一个日常状态下的工艺基线，通过和基线的对比，来确定是否需要进行调整。为了获得最准确的结果，我们推荐您分析生物膜上tATP和流体里总浮游生物的cATP的比值。做为新用户，LuminUltra为提供了以下指导建议（单位pg tATP 每 cm² 或 g）：

应用场景	良好	预防措施	立刻行动
饮用水&净水	<10	10-1000	>1000
原水, 冷却水&工艺用水 氧化性杀菌剂*	<100	100-10000	>10000
冷却水, 工艺用水, 底水和油田水 非氧化性杀菌剂	<1000	1000-100000	>100000
流体/生物膜比例	<10x	10-100x	>100x
生物滤池	视工艺情况而定		

注：当您使用化学法对生物膜进行预防控制时，通常在早期会观测到生物膜上的微生物数量的降低，但流体里的微生物数量会增加。当您采取了足够的纠正措施以后，两者都会下降到正常水平。

注：本解释指南仅适用于一般风险管理，鼓励用户建立自己的控制范围以作为决策的基础。LuminUltra及其旗下公司不承担因使用本测试包而作出的任何决定或评估而导致的任何责任。

产品订购信息

- 如果您是新用户，您需要首先订购一台LuminUltra检测设备：PhotonMaster™光度计和蓝牙模块组合(产品代码：EQP-PBM-PAC)，然后再选择适合您的测试包。
- DSA系列有两种不同包装的测试包（含有测试所需要全部实验室耗材）

产品名称	编号
DSA, 25次, 完整装	DSA-25C
DSA,100次, 完整装	DSA-100C

*完整装包括LuminUltra的药剂以及所有的实验室耗材（如移液枪枪头，试管，过滤器，注射器等）

如要咨询产品信息或订购产品，请联系我们。订单一般在3个工作日内发货。

中国区总代理

炜测环境科技（上海）有限公司

联系人：Nancy 曹燕华 女士

联系方式：13817507953